

バルーンボタン ガイドワイヤーセット



短期
留置



医療機器認証番号：225ACBZX00005000



半固形化栄養剤を
投与しやすい接続チューブが
セットになったバルーンボタン

半固形化栄養剤が注入しやすい接続チューブ

コネクタの接続部が大きく、チューブ内腔も広くした設計です。また、ポラスショートタイプの半固形化栄養剤の注入抵抗はポラス投与タイプの約半分※です。

※ 粘度15,000~20,000mPa・sを使用した当社実験による



操作しやすい適度な大きさの 体表部

介護・看護の方が操作しやすい、適度な大きさの体表部と接続チューブです。

コシのある0.052"のガイドワイヤー

交換の際、腹腔内へのカテーテル誤挿入のリスクを低減するために、ガイドワイヤーをセットにしました。カテーテルへの追従性と胃内への穿刺リスク等を考慮した、先端柔軟性に優れたガイドワイヤーです。



キット内容



- ・カテーテル
- ・接続チューブ
（持続投与タイプ
ポラス投与タイプ
ポラスショートタイプ）
- ・ガイドワイヤー
- ・バルーン拡張器

●仕様

品目コード	サイズ呼称	有効長	規定容量	JANコード
800 001 0658	14Fr	L-20	5mL	4542187165906
800 001 0659		L-25		4542187165913
800 001 0660		L-30		4542187165920
800 001 0661		L-35		4542187165937
800 001 0662		L-40		4542187165944
800 001 0663	16Fr	L-45	5mL	4542187165951
800 001 0664		L-20		4542187165968
800 001 0665		L-25		4542187165975
800 001 0666		L-30		4542187165982
800 001 0667		L-35		4542187165999
800 001 0668	18Fr	L-40	10mL	4542187166002
800 001 0669		L-45		4542187166019
800 001 0670		L-20		4542187166026
800 001 0671		L-25		4542187166033
800 001 0672		L-30		4542187166040
800 001 0673	20Fr	L-35	10mL	4542187166057
800 001 0674		L-40		4542187166064
800 001 0675		L-45		4542187166071
800 001 0676		L-20		4542187166088
800 001 0677		L-25		4542187166095
800 001 0678	22Fr	L-30	10mL	4542187166101
800 001 0679		L-35		4542187166118
800 001 0680		L-40		4542187166125
800 001 0681		L-45		4542187166132
800 001 0682		L-20		4542187166149
800 001 0683	24Fr	L-25	10mL	4542187166156
800 001 0684		L-30		4542187166163
800 001 0685		L-35		4542187166170
800 001 0686		L-40		4542187166187
800 001 0687		L-45		4542187166194
800 001 0688		L-20	10mL	4542187166200
800 001 0689		L-25		4542187166217
800 001 0690		L-30		4545187166224
800 001 0691		L-35		4542187166231
800 001 0692		L-40		4542187166248
800 001 0693		L-45		4542187166255

1セット/箱・EOG滅菌済

品目コード	製品タイプ	コネクター形状	有効長	JANコード
800 001 0889	ボラス投与	たて型	300mm	4542187167481
800 001 0890	持続投与	よご型		4542187167498
800 001 1031	ボラスショート	たて型	50mm	4542187167504

1本/箱・EOG滅菌済

- カテーテル仕様 …… X線造影ライン・先端開孔
- ガイドワイヤー仕様 …… 外径:1.32mm(0.052") 全長:600mm 仕様:固定式ストレート(先端軟化型)

弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。

ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。



本社 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25
ホームページ <http://www.createmedic.co.jp>