

CLINY

レイリツシュ

医療機器認証番号 221AABZX00074000


滑り、押し込み性能を追求した
内視鏡ガイドワイヤー



CREATE MEDIC CO.,LTD.

レイリツシュ

内視鏡ガイドワイヤーに求められる機能
—押し込み性能・併用デバイスとの相互作用—を追求した製品です。



1 優れた視認性

細かく加工された縞模様により、内視鏡下でのハレーションが少なく、視認性に優れております。

2 細かな表面起伏構造

シャフト部表面の細かな起伏構造により、併用デバイスとの優れた相互作用を実現いたしました。

3 優れた押し込み性

しなやかでデバイスに追従し易い、押し込み性に優れたガイドワイヤーです。

※製品名レイリツシュは縞模様 (modèle rayé モデルレイエ) と、滑らか (suis lisse スイリッス) とを掛け合わせた造語です。

品目コード	サイズ	先端形状	全長	親水性コート長	JANコード
800 001 1025	0.64mm (0.025inch)	ストレート	4,500mm	50mm	4542187165784
800 001 1026		アングル			4542187165791
800 001 1027	ストレート	4542187165807			
800 001 1028	アングル	4542187165814			

- 当社は常に研究開発を行っておりますので、製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
- ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。

1本/箱・滅菌済



クリエートメディック株式会社

H25.05.3,000

CREATE MEDIC

本社 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25

ホームページ：<http://www.createmedic.co.jp>

札幌 TEL.011(727)5611(代) FAX.011(727)8990
盛岡 TEL.019(606)1020(代) FAX.019(606)1022
仙台 TEL.022(234)2541(代) FAX.022(234)2530
さいたま TEL.048(640)6161(代) FAX.048(640)6162
東京 TEL.03(3815)7861(代) FAX.03(3815)7943

千葉 TEL.04(7141)2945(代) FAX.04(7141)2946
横浜 TEL.045(943)2617(代) FAX.045(943)2618
名古屋 TEL.052(238)5670(代) FAX.052(241)5033
金沢 TEL.076(260)1085(代) FAX.076(260)1086
大阪 TEL.06(6944)0401(代) FAX.06(6944)0400

広島 TEL.082(261)5401(代) FAX.082(261)5402
福岡 TEL.092(474)9911(代) FAX.092(474)9912
鹿児島 TEL.099(250)6391(代) FAX.099(250)6392
販売推進室 TEL.045(943)3929(代) FAX.045(943)9074

消-050-A