


エクステンションチューブ

医療機器承認番号20600BZZ00280000



- ◆コネクターおよびチューブは透明で、気泡や薬液の流れがはっきりと確認（観察）できます。
- ◆接続コネクターは、軽量で使い易く抜けや漏れを防ぎます。
- ◆ローテーター付は、カテーテル操作時のチューブのねじれを防止します。
- ◆豊富なタイプとサイズにより、お好みのチューブを選択できます。



| 品目コード | サイズ呼称 | 全長 | 耐圧保証値 | JANコード |
|----------------|----------------------------|---------|---|---------------|
| ● 021 540 0250 | エクステンション 中圧 250 | 250mm | 3.4MPa (35kgf/cm ² ・500psi) | 4542187014648 |
| 021 520 0250 | エクステンション 高圧 250 | 250mm | 6.9MPa (70kgf/cm ² ・1000psi) | 4542187014556 |
| 021 520 0500 | エクステンション 高圧 500 | 500mm | | 4542187014563 |
| 021 520 0750 | エクステンション 高圧 750 | 750mm | | 4542187014570 |
| 800 000 2485 | エクステンション 高圧 1250 | 1,250mm | | 4542187054422 |
| 021 521 0500 | エクステンション 高圧 500/活栓付 | 500mm | 6.2MPa (63kgf/cm ² ・900psi) | 4542187014594 |
| 021 521 0750 | エクステンション 高圧 750/活栓付 | 750mm | | 4542187014600 |
| 021 522 0500 | エクステンション 高圧 500/ローテーター活栓付 | 500mm | 6.2MPa (63kgf/cm ² ・900psi) | 4542187014624 |
| 021 522 0750 | エクステンション 高圧 750/ローテーター活栓付 | 750mm | | 4542187014631 |
| 800 000 2484 | エクステンション 高圧 1250/ローテーター活栓付 | 1,250mm | | 4542187054415 |
| ● 800 000 2480 | エクステンション ローテータータイプ 高圧 250 | 250mm | 6.9MPa (70kgf/cm ² ・1000psi) | 4542187054378 |
| 800 000 2481 | エクステンション ローテータータイプ 高圧 500 | 500mm | | 4542187054385 |
| 800 000 2482 | エクステンション ローテータータイプ 高圧 750 | 750mm | | 4542187054392 |
| 800 000 2483 | エクステンション ローテータータイプ 高圧 1250 | 1,250mm | | 4542187054408 |

●印は受注生産品です。

包装：10本/箱・滅菌済

アンギオライン(コントロールシリンジ) 医療機器承認番号20400BZZ00927000



サムグリップ


- ◆高透明ボディにより、造影剤の容量確認及び気泡の確認が容易です。
- ◆プランジャーの移動が非常にスムーズになっています。
- ◆内腔にリザーバー(約0.5mL)が設けてあり、プランジャーを最後まで押し出した場合でも気泡の注入を防ぎます。
- ◆先端にはスムーズに回転するローテーターが付いていますので、マニホールド・カテーテル等接続時のねじれを防止します。
- ◆シリンジエンドには、ロックフランジが付いていますので、プランジャーを誤って抜いてしまう心配がありません。

| 品目コード | 呼称 | 容量 | 仕様 | JANコード |
|--------------|--------|------|------------------------|---------------|
| 021 760 0010 | サムグリップ | 12mL | リザーバー(約0.5mL)付、ローテーター付 | 4542187014884 |

包装:10本/箱・滅菌済

アンギオライン(三方活栓)

医療機器承認番号20400BZZ00927000



- ◆透明ですから、気泡の流れの方向がはっきりと確認(観察)できます。
- ◆高圧にも耐えられます。
- ◆ハンドルの上部に流路の方向を示す矢印がついており流れ方向がわかります。
- ◆スムーズな回転のローテーター付はチューブをねじることなく簡単に接続できます。
- ◆ローテーター付は、内蔵されているパッキンにより液体の漏れを防ぎます。

| 品目コード | 呼称 | 耐圧保証値 | JANコード |
|--------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| 021 560 0000 | 高圧用三方活栓ローテーター付 | 6.2MPa | 4542187014716 |
| 021 560 1000 | 高圧用三方活栓 | (63kgf/cm ² ・900psi) | 4542187014723 |

包装:20個/箱・滅菌済

●当社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。ご使用にあたっては必ず添付文書をご一読下さい。