

胃瘻ボタン

医療機器承認番号 21800BZZ10058000

クリニー 胃瘻ボタン

ISO 80369-3 対応



規 格

■クリニー 胃瘻ボタン

品目コード	サイズ呼称	有効長	外径	規定容量	付属品	JANコード		
800 001 6036	20Fr	L-20	20mm	6.6mm	・バンパー挿入用補助具 1本 ・接続チューブ(たて型) 1本 ・接続チューブ(よこ型) 1本 ・バンパー拡張器 1本	4542187216998		
800 001 6037		L-25	25mm			4542187217001		
800 001 6038		L-30	30mm			4542187217018		
800 001 6039		L-35	35mm			4542187217025		
800 001 6040		L-40	40mm			4542187217032		
800 001 6041		L-45	45mm			4542187217049		
● 800 001 6042	22Fr	L-20	20mm	7.3mm		・バンパー挿入用補助具 1本 ・接続チューブ(たて型) 1本 ・接続チューブ(よこ型) 1本 ・バンパー拡張器 1本	4542187217056	
● 800 001 6043		L-25	25mm				4542187217063	
● 800 001 6044		L-30	30mm				4542187217070	
● 800 001 6045		L-35	35mm				4542187217087	
● 800 001 6046		L-40	40mm				4542187217094	
● 800 001 6047		L-45	45mm				4542187217100	
800 001 6048	24Fr	L-20	20mm	8.0mm			・バンパー挿入用補助具 1本 ・接続チューブ(たて型) 1本 ・接続チューブ(よこ型) 1本 ・バンパー拡張器 1本	4542187217117
800 001 6049		L-25	25mm					4542187217124
800 001 6050		L-30	30mm					4542187217131
800 001 6051		L-35	35mm					4542187217148
800 001 6052		L-40	40mm					4542187217155
800 001 6053		L-45	45mm					4542187217162

●印は受注生産品です。

包装: 1 セット/箱・EOG 滅菌済



■クリニー 接続チューブ

品目コード	コネクタ形状	有効長	JANコード
● 800 001 6054	たて型	300mm	4542187217179
800 001 6055	よこ型		4542187217186

●印は受注生産品です。

包装: 1 本/箱・EOG 滅菌済



○ご使用にあたっては必ず添付文書をご一読ください。

クリエートメディック株式会社
 本社 横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-5-25
 ホームページ <https://www.createmedic.co.jp>