

# クリニー

## EV チューブ

医療機器承認番号 16200BZZ00412000

## EEMR チューブ



CLINY

*Endoscopic Esophageal Mucosal Resection tube*



**CREATE MEDIC CO.,LTD.**

## EEMR チューブ

食道癌は進行が早く転移しやすいため従来早期発見が容易でなく、手術も開胸・開腹が必要で大きな侵襲を伴い、また完治の難しい病気とされてきました。

近年、内視鏡機器の進歩は著しく、その技術は広く普及しています。また、ヨード染色法等の検査法も確立され、食道癌の早期発見が可能になりました。

その中で食道粘膜癌に対しての内視鏡的粘膜切除術の選択は、侵襲が少ないのはもちろん、効果も大きく有用な手段であるといえます。

クリニー EEMR チューブは、EMR を簡便に施行するために開発されたガイドチューブです。

### 特 徴



#### 1. オールシリコン製チューブ

本体がオールシリコン製で、適度な軟らかさを持ち挿入しやすく患者に与える苦痛を軽減できます。

#### 2. 独自に設計された先端形状

先端形状は患部を捕えやすく設計されており、高周波スネアが大きく開き、大きな切除範囲が得られるようになっています。

#### 3. スロットマーク

先端スロットの縁を色付けしたことにより、内視鏡下での確認が容易です。

#### 4. オリジナル手元バルーン

挿入内視鏡を固定し、エア逆流による口側へのエア漏れを防止します。

### 規 格

品目コード	サイズ 外径-内径-有効長 mm	仕様	JANコード
102 185 0180	18.0 - 12.7 - 520	先端100mmから450mmまで 10mm間隔のデプスマーク	4542187024937

包装:EOG滅菌済・1本/箱

- 当社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
- ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。



クリエートメディック株式会社

本社 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25

ホームページ <http://www.createmedic.co.jp>