

ウロステント システム

医療機器認証番号 16100BZZ01852000



Ureteral Stent


クリニーウロステントシステムは、留置に必要な、ステントとプッシュカテーテル（全長 400mm）及びガイドワイヤー（先端軟化式全長 1,000mm）をセットした便利な尿管ステント留置キットです。

ポリウレタン製

- ◆豊富な種類により症例に適したステントを選択可能です。
- ◆X線造影性があり、留置状態の確認が容易です。
- ◆材質は軟らかく弾性に富み、適度にコシを持つポリウレタン製です。
- ◆ガイドワイヤーは、先端軟化式のテフロンコート加工を採用しております。
- ◆スタンダードタイプには、10mm 間隔で交互にあけた側孔とデプスマーク付き。

シリコーン製

- ◆柔軟性に富み、苦痛や不快感が低減されます。
- ◆X線造影性があり、留置状態の確認が容易です。



ポリウレタン製

ダブルビッグテールカテーテルキット スタンダードタイプ



スタンダードなダブルビッグテール型。豊富な種類により、症例に合わせたサイズが選択可能です。

マルチレングスカテーテルキット スタンダードタイプ



ステントの長さが200～300mmに調整可能です。

シングルビッグテールカテーテルキット



尿管皮膚瘻等の尿路変更術に適しています。

ダブルビッグテールカテーテルキット トライアングルタイプ



特殊形状のステントにより内腔・外腔よりドレナージ可能です。
ESWL 施行後の排石・輸尿に適しています。

シリコン製



規格 スtent PU D-ST

品目コード	サイズ呼称	長さ (mm)	ガイドワイヤー (外径)	JAN コード
001 285 5020	5.0Fr	200	0.89mm (0.035")	4542187002911
001 285 5026		260		4542187002942
001 285 6024	6.0Fr	240	0.97mm (0.038")	4542187002966

包装：1キット/箱・滅菌済（プッシュカテーテル/ガイドワイヤー付属）

規格 スtent PU M-ST

●は受注生産品です

品目コード	サイズ呼称	長さ (mm)	ガイドワイヤー (外径)	JAN コード
●001 288 2060	6.0Fr	200～300 に対応	0.97mm (0.038")	4542187003123

包装：1キット/箱・滅菌済（プッシュカテーテル/ガイドワイヤー付属）

規格 スtent PU S-ST

品目コード	サイズ呼称	長さ (mm)	ガイドワイヤー (外径)	JAN コード
001 291 6078	6.0Fr	780	0.97mm (0.038")	4542187003185
001 291 7078	7.0Fr			4542187003192
001 291 8578	8.5Fr			4542187003208

包装：1キット/箱・滅菌済（ガイドワイヤー/コネクタ付属）

※プッシュカテーテルは付属されません。




コネクタ

規格 スtent PU D-TR

●は受注生産品です

品目コード	サイズ呼称	長さ (mm)	ガイドワイヤー (外径)	JAN コード
001 286 6026	6.0Fr	260	0.89mm (0.035")	4542187003055
●001 286 7026	7.0Fr	260	0.97mm (0.038")	4542187003093

包装：1キット/箱・滅菌済（プッシュカテーテル/ガイドワイヤー付属）




トライアングルタイプ断面形状

規格 ダブルビッグテールキット

品目コード	サイズ呼称	長さ (mm)	ガイドワイヤー (外径)	JAN コード
001 280 6026	6.0Fr	260	0.71mm (0.028")	4542187002454

包装：1キット/箱・滅菌済（プッシュカテーテル/ガイドワイヤー付属）

- 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。
- ご使用にあたっては必ず添付文書をご一読下さい。

 **フリエートメディック株式会社**
CREATE MEDIC

本社 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25
ホームページ <http://www.createmedic.co.jp>