
シリコーン瘻用カテーテル

医療機器認証番号 16000BZZ00352000

(ウレテロストミーチューブ ツバ付)

生体組織に対する刺激が少ないシリコーンゴム製を採用した 導尿カテーテルとなります。

カテーテル末端は固形固定板がついており、カテーテルの固定が行えます。又、専用ストッパーが付属されておりますので、円形固定板に専用ストッパーをはめ込み、尿もれを防止する事ができます。



規格

品目コード	サイズ呼称	内径	外径	全長	側孔数	JAN⊐−ド
001 650 2080	8Fr:L-210	1.6mm	2.7mm	210mm	17	4542187003642
001 650 3080	8Fr:L-280	1.6mm	2.7mm	280mm	23	4542187003666
001 650 1100	10Fr:L-150	2.0mm	3.3mm	150mm	11	4542187003628
001 650 2100	10Fr:L-215	2.0mm	3.3mm	215mm	17	4542187003659

包装:5本/箱・滅菌済 専用ストッパー付属

- ●当社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品の仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。
- ●ご使用にあたっては必ず電子添文をご一読下さい。




ホームページ https://www.createmedic.co.jp/

泌-030-C

尿管皮膚瘻カテーテル

医療機器承認番号 15900BZZ00536000



特長と利点

1. オールシリコーン製

オールシリコーン製なので粘膜への刺激が少なく、尿成分の付着が低減されます。

2. 柔軟で腰の強いカテーテル

尿管や瘻孔への挿入が容易です。組織損傷、キンクの危険が低減されます。

3. 大きな側孔

効率の良い排尿を得ることができます。

4. 便利なデプスマーク

透明チューブに施したデプスマーク(深度目盛)は見やすく、挿入や交換時に便利です。

規格

品目コード	サイズ呼称	外径	内径	全長	側孔	デプスマーク	JAN⊐−ド
001 080 0080	8Fr	2.7mm	1.3mm	430mm	先端から 50mmまで 5孔 先端から 60mmまで 5孔	先端から 100〜 300mm まで 10mm間隔	4542187001600
001 080 0100	10Fr	3.3mm	1.6mm				4542187001617
001 080 0120	12Fr	4.0mm	2.0mm				4542187001624
001 080 0140	14Fr	4.7mm	2.4mm				4542187001631
001 080 0160	16Fr	5.3mm	2.9mm				4542187001648
001 080 0180	18Fr	6.0mm	3.2mm				4542187001655

包装:10本/箱•滅菌済

