

■製品名:SG DD テューマースtent

製品番号	外径	カテーテル長	JANコード
335626-000060	6CH (2.0mm)	26cm	4026704710638
335628-000060	6CH (2.0mm)	28cm	4026704710669
335620-000070	7CH (2.3mm)	20cm	4026704710614
335622-000070	7CH (2.3mm)	22cm	4026704710553
335624-000070	7CH (2.3mm)	24cm	4026704710621
335626-000070	7CH (2.3mm)	26cm	4026704710645
335628-000070	7CH (2.3mm)	28cm	4026704710676
335626-000080	8CH (2.7mm)	26cm	4026704710652
335628-000080	8CH (2.7mm)	28cm	4026704710683

包装:1本/箱・滅菌済

■販売名:RUSCH Tumor 尿管ステント

■製品名:SG DD テューマースtent

■承認番号:22900BZX00190000

■一般的名称:長期使用尿管用チューブステント  
(34926003)

■クラス分類:高度管理医療機器

■償還区分:035 尿管ステントセット(1)一般型③長期留置型

■包装単位:1本/箱

<セット内容>


・RUSCH Tumor 尿管ステント

・プッシャー

・ガイドワイヤ

・固定クランプ

<総販売元>

 クリエイトメディック株式会社

横浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25

<製造販売元>

 Teleflex

テレフレックスメディカルジャパン株式会社


東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル5階



# RUSCH Tumor 尿管ステント

SG DD テューマースtent

ステンレスメッシュ編込み構造により  
耐圧性を強化した長期留置型  
尿管ステントです。




保険適用:035尿管ステントセット  
(1)一般型 ③長期留置型


販売名:RUSCH Tumor 尿管ステント  
製品名:SG DD テューマースtent  
医療機器承認番号:22900BZX00190000



# 強度と操作性を追求した 長期留置型尿管ステント




## 耐狭窄性の向上を目指したステンレスメッシュ構造




ポリマー系のチューブをステンレスメッシュで補強した親水性コートの尿管ステントです。腫瘍等による尿管圧迫への抵抗性向上を意図し設計されました。

### ステンレスメッシュ補強




ステンレスメッシュ補強型の尿管ステントは、長期的使用を目的として、外因性尿管狭窄、或いは閉塞患者の尿管に留置して尿路を確保し、排膿、排液、洗浄などに使用可能です。

### 親水性コート



親水性ポリマー系ステント特有のしなやかさや軽量感を保持しつつ、金属ステント特有の耐圧性も兼ねた、新タイプの長期留置用の尿管ステントです。  
従来のポリマー系ステント同様の手技による留置・交換が可能です。

## 留置時の追従性を図ったDDカップリング



ステントとプッシャはDDカップリング構造により結合されているので、挿入時にステントを回転させたり、引き戻す操作が可能となり、留置時の追従性を支援します。

DD (Directional and Disconnectable) カップリング構造